

STERILE ISOTONIC SOLUTION (0.9% NaCl)
Syringe pre-filled with sterile isotonic solution intended for the flushing of vascular access devices
Sterile - Latex-free - Disposable

Read these instructions for use carefully before each use and keep them easily accessible to interested users.
Please refer to the specific information on intended use, indication and contraindications.
L'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di ogni utilizzo e mantenerle facilmente accessibili agli utenti interessati.
Si prega di fare riferimento alle informazioni specifiche sulla destinazione d'uso, l'indicazione e le controindicazioni.
L'utente deve avere a disposizione queste istruzioni per l'uso. Un improprio dell'uso del prodotto può provocare gravi lesioni al paziente, al fante o ai terzi.
D.B.M. S.r.l. disclaims all liability towards users or persons in the event that manoeuvres other than those described in this instruction sheet are carried out in cases where the device is not used by qualified personnel.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
SODIO CLORURO 0.9%
Eccipient: WATER FOR INJECTIONS q.s. to 100 mL.
The solution of Sodium Chloride 0.9% is a sterile isotonic aqueous sterile that presents approximately the same osmolality of the fluids extracellulare. Non è irritante per i tessuti.

TIPO DI DEPOSITO
Sterile, apyrogenic medical device, ready for use.

AVAILABLE VARIANTS

STERILIZED USING MOST HEAT	STERILIZED BY GAMMA RADIATION
5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.	5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.
5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 5 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 5 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.	5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 5 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 5 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.
5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 10 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 10 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.	5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 10 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 10 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.
5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 20 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 20 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.	5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 20 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in a paper-PET/PP pouch. 5 mL pre-filled disposable syringe, filled to 20 mL, with Luer Lock fitting, individually packaged in an aluminum-PET/PE pouch.

The volume indicated on the label refers to the syringe filling volume. The graduated scale on the label of the immediate packaging (syringe) has no measuring function.

INTENDED USE AND CLINICAL BENEFIT
This Medical Device is intended for use exclusively in all clinical procedures where flushing of vascular access devices is required. An effective flushing of vascular access devices helps to prevent occlusion and minimizes the risk of infection/contamination of the vascular access devices; it also helps prevent the accumulation of blood and/or medicinal products; reduces that may precipitate in the catheter lumen. Additionally, flushing can prevent foam formation.

INDICATIONS FOR USE
This Medical Device is indicated for:
- maintaining the patency of vascular accesses;
- preventing Venous Accesses (CVA);
- post-flushing;
- delays attachment and detachment procedures;
- preventing management of vascular accesses;
- procedures need pre- and post-administration of medicinal products or transfusions to the patient.

PRECAUTIONS
Do not administer via intravenous route directly.
Do not use the product for purposes other than its intended use.
Do not use the product if the packaging is open or damaged, if the syringe is not fully intact or if the cap is damaged in such a way as to cause leakage from the syringe.
Do not use the product if the solution is not colourless or contains obvious particulate matter.
Once opened, the device must be used immediately and disposed of after use.
Single use only. Dispose of any partially used product, the reuse of which could cause cross contamination between patient and operator.
Do not resterilize. Resterilization carries a risk of cross infection for the patient and/or user.
Do not draw air into the syringe and do not allow air to be trapped in the fluid path.
Carefully avoid contact between the flushing solution and incompatible products.
If used in a home environment, keep the product out of the reach of small children.

OVERDOSE
Not applicable if properly used in relation to intended use and in relation to catheter volume.
Do not use to reconstitute lyophilized products or dilute medicinal products.
Side effects described in the literature that may occur in relation to vascular access management include device occlusion, injection site infections or infections associated with blood reflux, thrombosis or phlebitis. Hypertensive and water retention, in cases where the administration of sodium or chloride could be clinically harmful.
If an adverse reaction occurs, discontinue the infusion, assess the patient. Appropriate therapeutic countermeasures and save the residual fluid for examination, if deemed necessary.

INTERACTIONS WITH OTHER SUBSTANCES OR MEDICAL PRODUCTS
None, in relation to the intended use of the product, i.e. vascular accesses flushing.

INSTRUCTIONS FOR USE
Disposable device intended for a single patient.
Ensure strict asepsis throughout the procedure, the healthcare professional must comply with the procedures of their institution, adopting an aseptic technique for the entire procedure.
Check the validity of the expiry date indicated on the sealing side of the pouch.
Open the pouch and take the syringe out. Verify the correct positioning of the syringe cap, the transparency of the solution and the absence of particulate matter. If necessary, place the syringe on a sterile field.
Before removing the closure cap, apply pressure to the plunger to release the pressure plug. This ensures a smooth and uniform emptying of the syringe.
Remove the closure cap, ensuring that no contact contamination of the patient's Luer cone occurs.
Consult the instructions for use.
After use, do not use unused volumes of solution, but discard them.

PERIOD OF VALIDITY
3 years in unopened packaging.
Storage
Store the syringes tightly closed, away from direct light and heat sources, at a temperature between +5 °C and +30 °C. Do not freeze. The expiry date refers to the product in unopened packaging, correctly stored. Do not use the Medical Device after this date.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS
The user and/or patient is advised to report any serious incidents occurring in relation to the Medical Device to the manufacturer and the competent authority of the Member State where the user and/or patient is established.

METHOD OF DISPOSAL
The Medical Device is of disposable type. After use, dispose of the product in the appropriate hospital containers and according to the procedure of the health facility where the product is used or according to the regulations of your municipality. Do not dispose in the environment.

SYMBOLS USED ON THE LABEL	
	Manufacturer
	STERILE 1 Sterilized using moist heat
	The exterior of the outer packaging (paper-PET/PP pouch) is a sterile barrier system
	Single sterile barrier system
	Single sterile barrier system with protective packaging outside
	Do not resterilize
	Temperature limits for storage
	Keep away from light and heat sources
	Sterilized by gamma radiation
Medical Device compliant with EU Regulation 2017/745	
D.B.M. Single-member limited liability company	
Via dell'Industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 77615 - info.dn@numtec.eu - www.dombitalia.it	

SOLUZIONE ISOTONICA (NaCl 0.9%) STERILE
Siringa pre-riempita con soluzione isotonica sterile per il lavaggio dei dispositivi di accesso vascolare
Sterile - Senza lattice - Monouso

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di ogni utilizzo e mantenerle facilmente accessibili agli utenti interessati.
Si prega di fare riferimento alle informazioni specifiche sulla destinazione d'uso, l'indicazione e le controindicazioni.
L'utente deve avere a disposizione queste istruzioni per l'uso. Un improprio dell'uso del prodotto può provocare gravi lesioni al paziente, all'infante o ai terzi.
D.B.M. S.r.l. disclaims all liability towards users or persons in the event that manoeuvres other than those described in this instruction sheet are carried out in cases where the device is not used by qualified personnel.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
SODIO CLORURO 0.9%
Eccipienti: ACQUA P.I. q.s. a 100 mL.
La soluzione di Sodio Cloruro 0.9% è una soluzione isotonica sterile che presenta all'incirca la stessa osmolalità dei fluidi extracellulare. Non è irritante per i tessuti.

TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
Dispositivo Medico sterile ed apyrogeno, pronto per l'uso.

VARIANTI DISPONIBILI

STERILIZZATE CON CALORE UMIDO	STERILIZZATE CON RAGGI GAMMA
Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.	Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.	Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in seconda busta di alluminio. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE.	Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di alluminio-PET/PE. Siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.

The volume reported in the label refers to the volume of the syringe. The scale graduated, reported at the top of the syringe, is for informational purposes only and does not have a measuring function.

UTILIZZO PREVISTO E BENEFICIO CLINICO
Questo Dispositivo Medico è destinato all'uso esclusivo in tutte quelle pratiche cliniche in cui è necessario il lavaggio (flushing) dei dispositivi di accesso vascolare. Un efficace lavaggio degli accessi vascolari aiuta a mantenere la pervietà e minimizza il rischio di infezioni/contaminazioni correlate ai dispositivi impiegati come accessi vascolari, inoltre aiuta a prevenire la formazione di trombi e coaguli che possono precipitare nel lume del catetere. Il lavaggio può inoltre prevenire la formazione di fibrina.
Il dispositivo Medico è destinato all'uso in ambito ospedaliero e/o domiciliare da parte di personale medico o infermieristico debitamente formato e qualificato secondo le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.
Può essere utilizzato su pazienti adulti e pediatrici.
Adottare la tecnica asettica. D.B.M. Salineflush può essere utilizzato in campo sterile.

INDICAZIONI D'USO
Questo Dispositivo Medico è indicato per:
- il mantenimento della pervietà degli accessi vascolari;
- il mantenimento di Accessi Venosi Centrali (AVC);
- il flushing di port-à-cath;
- il ricambio di attacco a distacco diluito.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.

PRECAUZIONI
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.
Una volta aperta, il dispositivo deve essere utilizzato immediatamente ed eliminato dopo l'uso.
Esclusivamente medico. Procedura di lavaggio con prodotto sterile. Evitare l'uso di prodotti non sterili. Evitare l'uso di prodotti non sterili.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.
Non resterilizzare. La resterilizzazione comporta un rischio di infezioni correlate per il paziente e/o per l'utilizzatore.
Non smontare mai la siringa e non permettere che venga aspirato aria nel percorso del fluido. Utilizzare soltanto con connettori Luer Lock compatibili.
Evitare assolutamente il contatto tra la soluzione di lavaggio e farmaci incompatibili.
Nel caso di un'eventuale reazione avversa al prodotto, segnalare la reazione alla ditta e ai dati dei bambini.

SVORADSSAGGIO
Not applicable in relation to the destination of use and to the volume of the product.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Non usare per la reconstituzione di prodotti liofilizzati o la diluizione di medicinali.
Gli effetti secondari descritti in letteratura che possono verificarsi in relazione alla gestione di accesso vascolare comprendono, occlusione dei dispositivi, infezioni del sito di iniezione o associate al reflusso sanguigno, trombosi o flebiti. Ipertensione e ritenzione d'acqua, in caso in cui la somministrazione di sodio o di cloruro potrebbe essere clinicamente dannosa.
Se si verificano reazioni avverse, interrompere l'infusione, valutare il paziente, istituire contromisure terapeutiche appropriate e conservare il liquido residuo in un vasetto da esaminare, se ritenuto necessario.

INTERAZIONI CON ALTRE SOSTANZE O FARMACI
Nessuna per quella che è la destinazione d'uso del prodotto, ossia il lavaggio degli accessi vascolari.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dispositivo monouso destinato ad un unico paziente.
Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto, l'operatore sanitario deve ripetere le procedure previste dal proprio istituto, adottando una tecnica asettica tutta la procedura.
Controllare la validità della data di scadenza indicata sulla confezione.
Aprire la busta ed estrarre la siringa. Verificare il corretto posizionamento del tappo della siringa, la trasparenza della soluzione e l'assenza di particelle parietali. Se necessario, posizionare la siringa su un campo sterile.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.
Una volta aperta, il dispositivo deve essere utilizzato immediatamente ed eliminato dopo l'uso.
Esclusivamente medico. Procedura di lavaggio con prodotto sterile. Evitare l'uso di prodotti non sterili. Evitare l'uso di prodotti non sterili.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.
Non resterilizzare. La resterilizzazione comporta un rischio di infezioni correlate per il paziente e/o per l'utilizzatore.
Non smontare mai la siringa e non permettere che venga aspirato aria nel percorso del fluido. Utilizzare soltanto con connettori Luer Lock compatibili.
Evitare assolutamente il contatto tra la soluzione di lavaggio e farmaci incompatibili.
Nel caso di un'eventuale reazione avversa al prodotto, segnalare la reazione alla ditta e ai dati dei bambini.

PERIODO DI VALIDITÀ
3 anni in un'eventuale confezione.
Conservazione
Conservare le siringhe ben chiuse, al riparo dalla luce diretta e dai forti calori, a temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C. Non congelare. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non usare il prodotto dopo la scadenza della data di scadenza.
Segnalazione di incidenti gravi
È necessario al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente o il paziente sono stabiliti.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO
Il dispositivo Medico è di tipo monouso. Dopo l'utilizzo gettare il prodotto negli appositi contenitori ospedalieri e secondo i requisiti del Protocollo dei Gestiti Residui (PGR) o in appositi contenitori di rifiuti.
Conservazione
Conservare le siringhe ben chiuse, al riparo dalla luce diretta e dai forti calori, a temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C. Non congelare. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non usare il prodotto dopo la scadenza della data di scadenza.

DECLARAZIONE DI INCIDENTI GRAVI
È necessario al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente o il paziente sono stabiliti.

SIMBOLI UTILIZZATI IN ETICHETTA	
	Fabbricante
	STERILIZZATO 1 Sterilizzato a calore umido
	L'etichetta del packaging secondario (busta carta-PET/PP) è un sistema a barriera sterile
	Singola barriera sterile
	Singola barriera sterile con packaging esterno protettivo
	Non resterilizzare
	Limiti di temperatura per lo stoccaggio
	Tenere lontano da luce e fonti di calore
	Sterilizzato a Raggi Gamma
Dispositivo medico conforme al Regolamento UE 2017/745	
D.B.M. S.r.l. socio unico	
Via dell'Industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italia T +39 0342 77615 - info.dn@numtec.eu - www.dombitalia.it	

SOLUTION ISOTONIQUE (NaCl 0.9 %) STÉRILE
Seringue pré-remplie de solution isotonique stérile pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire
Stérile - Sans latex - Jetable

Lire attentivement ces instructions avant chaque utilisation et les conserver à portée de main des utilisateurs intéressés.
Se référer aux informations spécifiques relatives à l'utilisation prévue, aux indications et aux contre-indications.
L'utilisateur doit avoir à disposition ces instructions pour l'usage. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner de graves blessures graves au patient, à l'enfant ou à des tiers.
D.B.M. S.r.l. décline toute responsabilité à l'égard des biens et des personnes en cas d'exécution de manœuvres autres que celles décrites dans le présent mode d'emploi et dans le cas où le dispositif n'est pas utilisé par du personnel qualifié.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
CHLORURE DE SODIUM 0.9%
Excipients: EAUX P.I. q.s. à 100 mL.
La solution de chlorure de sodium 0.9 % est une solution aqueuse stérile dont l'osmolalité est approximativement la même que celle des fluides extracellulaires. Elle n'est pas irritante pour les tissus.

TYPLOGIE DE DISPOSITIF
Dispositif Médical stérile et apyrogène, prêt à l'emploi.

VARIANTES DISPONIBLES

STÉRILISÉS À LA CHALEUR UMIDE	STÉRILISÉS AUX RAYONS GAMMA
Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.	Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.	Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 5 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.
Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP et une seconde pochette en aluminium. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE.	Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en aluminium-PET/PE. Seringue jetable pré-remplie de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans une pochette en papier-PET/PP.

The volume indicated on the label refers to the volume of the syringe. The label graduated scale on the syringe does not have a measuring function.

UTILISATION PRÉVUE ET BÉNÉFICE CLINIQUE
Ce Dispositif Médical est destiné à l'usage exclusif dans toutes les pratiques cliniques où le rinçage (flushing) des dispositifs d'accès vasculaire est requis. Un rinçage efficace des accès vasculaires contribue à maintenir la perméabilité et à minimiser le risque de l'infection/contamination liée aux dispositifs utilisés comme accès vasculaires, et aide également à prévenir la formation de caillots et de thrombi qui peuvent précipiter dans le lumen du cathéter. Le rinçage peut également prévenir la formation de fibrine.
Ce dispositif Médical est destiné à être utilisé à l'hôpital et/ou à domicile par le personnel médical ou infirmier adéquatement formé et qualifié en matière d'hygiène et de sécurité.
Peut être utilisé sur des patients adultes et pédiatriques.
Se conformer à la technique aseptique. D.B.M. Salineflush peut être utilisé dans un champ stérile.

INDICAZIONI D'USO
Questo Dispositivo Medico è indicato per:
- il mantenimento della pervietà degli accessi vascolari;
- il mantenimento di Accessi Venosi Centrali (AVC);
- il flushing di port-à-cath;
- il ricambio di attacco a distacco diluito.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.

PRECAUZIONI
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappo presenta danni tali da provocare perdita della siringa.
Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è inodore e colorata, se la siringa non è perfettamente

